



## Dehumidifier B-296 (除湿仪) 提供稳定的喷雾干燥条件

Dehumidifier B-296 (除湿仪) 是调节干燥空气或持续处理水和有机溶剂混合物的理想附件。它可确保过程稳定, 性能可靠。


### 性能

结合 Inert Loop B-295 (惰性气体循环装置) 持续处理有机溶剂和水混合物



### 可再生条件

允许在最潮湿的区域或环境重现喷雾干燥条件



### 易用性

过程几乎不需要用户干预

## B-296: 您最重要的得益



### 性能

- 结合 Inert Loop B-295 (惰性气体循环装置) 持续处理有机溶剂和水混合物
- 可为喷雾冷却提供低至 0 °C 的供风
- 测量废气温度和相对湿度



### 可再生条件

- 缩短配方优化时间
- 提升 Spray Dryer (喷雾干燥仪) 的干燥能力
- 潮湿地点的理想选择



### 易用性

- 安装和设置十分简便
- 过程几乎无需用户干预
- 维护量小

## 完善您的组合



Mini Spray Dryer  
B-290  
全球领先的实验室喷雾干燥仪



Nano Spray Dryer  
B-90  
适合少量样品和小颗粒的喷雾干燥仪



Spray Chilling  
在冷却柱中加热样品和喷雾



Inert Loop  
B-295  
有机溶剂喷雾干燥

